



Wellpoint New Jersey

P. O. Box 62509
Virginia Beach, VA 24466-2509

<Date>

<Parent or Guardian of>

<Member Name>

<Member Address>

<Member City, State ZIP>

Dear Member or Parent/Guardian of <Member Name>:

We have important Medical Device Correction information about your prescription for Omnipod® 5 Pods.

Our records show that you may have recently filled a prescription for this product.

On March 12, 2026, Insulet Corporation issued a Medical Device Correction of certain lot numbers of Omnipod® 5 Pods.

Insulet Corporation issued this Medical Device Correction after identifying a manufacturing issue through its ongoing product monitoring. According to Insulet Corporation, certain Pods from specific lots may have a small tear in the internal tubing that delivers insulin. If this occurs, insulin may leak inside the Pod instead of being fully infused into the body as intended.

Insulet Corporation has advised that if insulin is not delivered properly, users may experience high blood glucose levels due to under-delivery of insulin.

Product: Omnipod® 5 Pods

NDC: 08508-3000-21

Lot number: PH1U02252541, PH1U03282511, PH1U03282522,
PH1U03312511, PH1U03312521, PH1U04012511,
PH1U04012521, PH1U05052511, PH1U08162531,
PH1U08182531, PH1U08182541, PH1U09242511,
PH1U09242521, PH1U09242531, PH1U09252521,

wellpoint.com/nj/medicaid

1090271NJMESWLP 04/26

OMHC# 078-25-59

105-CNMCD26024WLPNJ 032326



PH1U09252531, PH1U10152541, PH1U10162531,
PH1U10162541, PH1U10172531, PH1U10172541,
PH1U10182531, PH1U10182541, PH1U10202511,
PH1U10202521, PH1U10202531, PH1U10202541,
PH1U10212531, PH1U10212541, PH1U10222531,
PH1U10222541, PH1U10232531, PH1U10232541,
PH1U10242521, PH1U10242531, PH1U10242541

Talk to your doctor before you stop taking any medication. Stopping a drug without a replacement could have health risks. Your doctor can talk to you about other options that are right for you.

What you need to do next:

- Check your prescriptions to see if you have Omnipod® 5 Pods.
- To see if you have affected product, check the lot number. The lot number can be found on the Pod tray lid, on the flat bottom of the Pod itself, and also on the side of the 5-Pack Pods box. All Pods in the same box will have the same lot number.
- You may also visit omnipod.com/check-pods and enter all digits after PH1U from your Pod lot number.
- Insulet Corporation has advised that consumers immediately discontinue use of the product affected by this Urgent Medical Device Correction. Consumers with questions regarding this Medical Device Correction can contact Insulet Product Support team at 1-800-641-2049 (available 24/7) or use the live agent chat at omnipod.com/current-podders.
- Talk with your doctor about other products to use instead.
- Find more information about this Medical Device Correction at FDA.gov/medwatch.

We're here to help

If you have questions about the Medical Device Correction, please call Insulet Corporation, the manufacturer, at 1-800-641-2049 (available 24/7) or use the live agent chat at omnipod.com/current-podders. You can contact the FDA toll-free at **888-INFO-FDA (888-463-6332)** or visit fda.gov for more information.

You can also call your doctor or pharmacist if you have questions about the product or about this letter. If you have questions about your prescription drug benefits, please call Pharmacy Member Services at the phone number on your member ID card (TTY users can call **711**).

wellpoint.com/nj/medicaid

1090271NJMESWLP 04/26

OMHC# 078-25-59

105-CNMCD26024WLPNJ 032326

Sincerely,

Your Wellpoint service team

Enclosures: Language assistance sheet
Nondiscrimination notice

This information is provided for educational purposes only and should not be considered medical advice. Talk to your physician for specific treatment options and recommendations best suited for you and before beginning any lifestyle program.

[wellpoint.com/nj/medicaid](https://www.wellpoint.com/nj/medicaid)

1090271NJMESWLP 04/26

OMHC# 078-25-59

105-CNMCD26024WLPNJ 032326



Wellpoint New Jersey

P. O. Box 62509

Virginia Beach, VA 24466-2509

<Date>

<Padre o tutor de>

<Member Name>

<Member Address>

<Member City, State ZIP>

Estimado/a miembro o padre/tutor de <Member Name>:

Tenemos información importante del retiro de medicamento sobre su receta para bombas de Omnipod® 5.

Nuestros registros muestran que usted tal vez ha surtido recientemente una receta de este producto.

El 12 de marzo de 2026, Insulet Corporation emitió un retiro Clase I de determinados números de lote de bombas de Omnipod® 5.

Insulet Corporation emitió este retiro debido a que se identificó un problema de fabricación a través de su monitoreo continuo del producto. De acuerdo con Insulet Corporation, ciertas bombas de lotes específicos pueden tener un pequeño desgarramiento en el tubo interno que administra insulina. Si esto ocurre, la insulina puede filtrarse dentro de la bomba en lugar de esparcirse completamente por el cuerpo como se pretende.

Insulet Corporation advirtió que si la insulina no se administra de manera correcta, los usuarios pueden experimentar niveles altos de glucosa en sangre debido a la administración insuficiente de insulina.

Producto: bombas de Omnipod® 5

NDC: 08508-3000-21

Número de lote: PH1U02252541, PH1U03282511, H1U03282522,
PH1U03312511, PH1U03312521, PH1U04012511,
PH1U04012521, PH1U05052511, PH1U08162531,

wellpoint.com/nj/medicaid

1090271NJMESWLP 04/26

OMHC# 078-25-59

105-CNMCD26024WLPNJ 032326

PH1U08182531, PH1U08182541, PH1U09242511,
PH1U09242521, PH1U09242531, PH1U09252521,
PH1U09252531, PH1U10152541, PH1U10162531,
PH1U10162541, PH1U10172531, PH1U10172541,
PH1U10182531, PH1U10182541, PH1U10202511,
PH1U10202521, PH1U10202531, PH1U10202541,
PH1U10212531, PH1U10212541, PH1U10222531,
PH1U10222541, PH1U10232531, PH1U10232541,
PH1U10242521, PH1U10242531, PH1U10242541

Hable con su médico antes de dejar de tomar cualquier medicamento. Dejar de tomar un medicamento sin un reemplazo podría tener riesgos para la salud. Su médico puede hablar con usted sobre otras opciones que sean adecuadas para usted.

Qué debe hacer a continuación:

- Verificar sus recetas para ver si tiene bombas de Omnipod® 5.
- Para comprobar si tiene un producto afectado, verifique el número de lote. El número de lote se puede encontrar en la tapa de la bandeja de la bomba, en la parte inferior plana de la bomba y también en el costado de la caja de bombas del paquete de 5. Todas las bombas de la misma caja tendrán el mismo número de lote.
- También puede visitar omnipod.com/check-pods e ingresar todos los dígitos que aparecen después de PH1U en el número de lote de su Pod.
- Insulet Corporation ha aconsejado a los consumidores que suspendan inmediatamente el uso del producto afectado por esta corrección urgente de dispositivos médicos. Los consumidores que tengan preguntas sobre esta corrección de dispositivos médicos pueden comunicarse con el equipo de soporte de productos de Insulet al 1-800-641-2049 (disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana) o usar el chat de agente en vivo en omnipod.com/current-podders.
- Hable con su médico sobre otros productos para usar en su lugar.
- Encuentre más información sobre este retiro en fda.gov/medwatch.

Estamos a su disposición para ayudar

Si tiene preguntas sobre el retiro, llame a Insulet Corporation al 1-800-641-2049 (disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana) o use el chat de agente en

wellpoint.com/nj/medicaid

1090271NJMESWLP 04/26

OMHC# 078-25-59

105-CNMCD26024WLPNJ 032326

